



Ficha Técnica Propé Descartável GLOMED

REG. Nº.: 237
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: VESTIMENTA CIRÚRGICA

NOME COMERCIAL: PROPÉ DESCARTÁVEL - MARCA GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450040



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD

Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Confeccionado em tecido não tecido 100% Polipropileno. Possui elástico nas extremidades para facilitar o ajuste. Tamanho único. Cor Branca.

MODELOS DISPONÍVEIS:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	CAIXA TRANSPORTE	COD BARRAS COMERCIAIS	COD BARRAS EMBARQUE
20G	13,40	13,40	15CM	40CM	50-200	0602883920460	0602883920453

IMAGEM GRÁFICA:





Ficha Técnica Propé Descartável GLOMED

REG. Nº.: 237
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicadas para proteção de calçados durante procedimentos em ambientes hospitalares, servindo como barreira física a propagação de microrganismos.

EMBALAGEM:

Embalado em pacote com 10 unidades – caixa de transporte com versões de 20 ,30, 40 pacotes. Rotulagem conforme RDC 751/2022;

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir o pacote com as mãos limpas e secas;
- Retirar o propé a ser utilizado de sua embalagem original;
- Ajustar o elástico la lateral do propé;
- Após procedimento no qual foi utilizado o propé, o mesmo deverá ser descartado em local apropriado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilizar nem reutilize, destrua após o uso;

CONTRAINDICAÇÕES:

Propés descartáveis em TNT não estéril têm contraindicações a serem observadas. Não são apropriados para pacientes alérgicos aos materiais, uso prolongado em situações que requerem propés com propriedades antibacterianas, e onde o controle rigoroso de micro-organismos seja crítico, como em unidades de terapia intensiva. É fundamental considerar essas contraindicações para garantir um ambiente de cuidados de saúde seguro.



Ficha Técnica
Propé Descartável
GLOMED

REG. Nº.: 237
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138