

NOME TÉCNICO: VESTIMENTA CIRÚRGICA
NOME COMERCIAL: TOUCA DESCARTÁVEL - GLOMED
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80273450009
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: I - BAIXO RISCO



DETENDOR DO REGISTRO:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480 / sac@olimed.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICA :
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE :
GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO., LTD
Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Touca descartável – GLOMED é Confeccionado em Tecido Não Tecido (TNT) 100% Polipropileno. permitindo o ajuste e fixação à cabeça. Apresenta-se na cor branca. O produto é livre de látex.



MODELO DISPONÍVEIS:

CÓDIGO INTERNO	PRODUTO	GRAMATURA	COR	DESCRIÇÃO
54451	TOUCA	20G	BRANCA	POLIPROPILENO (TNT)

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS COMERCIAL PCT C/ 100 UND	COD. DE BARRAS TRANSPORTE 50 PCT C/ 100 UND = 5.000
TOUCA	12,50	0,270	0,410	0,570	0606529141141	20606529141145

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicadas para proteção capilar, evitando a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza.

EMBALAGEM:

Embalado em pacote individual são acondicionadas em caixa comercial contendo 100 unidades e caixa de transporte com 5.000 unidades. Rotulagem conforme RDC 751/2022;

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir o pacote com as mãos limpas e secas;
- Retirar a touca a ser utilizada de sua embalagem original;
- Ajustar o elástico das laterais da touca;
- Após a utilização, descartar o produto em local apropriado, conforme as normas vigentes.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- PROIBIDO REPROCESSAR;
- Descartar conforme legislação de resíduos de saúde (RDC 222/2018)
- Atóxico. Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

A touca descartável é contraindicada para procedimentos cirúrgicos e ambientes que requerem esterilização, pacientes alérgicos ao TNT, aqueles com sensibilidade cutânea ou histórico de irritações na pele relacionadas ao TNT, e em situações que exigem proteção máxima contra contaminação, como em salas de cirurgia. O uso adequado deve seguir as diretrizes específicas do ambiente clínico e as necessidades do paciente para assegurar segurança e eficácia.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente, entre 5°C e 35°C para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol. O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138