

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03.033.589/0001-12
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.02.734-5
Nome do Dispositivo Médico	Equipo de Infusão de uso único Gravitacional
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Equipos
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80273459004
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351717094202133
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C005838 - Endereço: NO. 18 XINGSHAN ROAD, HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, WEIHAI, SHANDONG PROVINCE, 264210 – REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	15/07/2021
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	204-03 - Ficha Técnica - Equipo descartavel - GLOMED - WEIGAO.pdf	0186389264 - 25/02/2026 13:25:16

Modelo Produto Médico
Glomed GL-C/S Equipo de infusao macrogotas, com respiro de ar com filtro bacteriologico 0,2Âµm, com filtro de particulas 15 Âµm, tubo flexivel de PVC transparente 150 cm, pinÃ§a rolete, injetor lateral em Y autocicatrizante, conector Luer Slip
Glomed GL-S/L Equipo de infusao macrogotas, com filtro 15 Âµm, tubo flexivel de PVC transparente 150 cm, pinÃ§a rolete, conector Luer Lock rotativo
Glomed GL-C/L Equipo de infusao macrogotas, respiro de ar com filtro bacteriologico 0,2 Âµm, com filtro de particulas 15 Âµm, tubo flexivel de PVC transparente 150 cm, pinÃ§a rolete, injetor lateral em Y autocicatrizante, conector Luer Lock rotativo
Glomed GL-I/L Equipo de infusao macrogotas, com filtro 15 Âµm, tubo flexivel de PVC transparente 150 cm, pinÃ§a rolete, injetor lateral em Y autocicatrizante, conector Luer Lock rotativo
Glomed GL-I/S Equipo de infusao macrogotas, com filtro 15 Âµm, tubo flexivel de PVC transparente 150 cm, pinÃ§a rolete, injetor lateral em Y autocicatrizante, conector Luer Slip
Glomed GL-S/S Equipo de infusao macrogotas, com filtro 15 Âµm, tubo flexivel de PVC transparente 150 cm, pinÃ§a rolete, conector Luer Slip